

normo mar[®] spray

Agua de mar HIPERTÓNICA

Aloe Vera y Menta SPRAY NASAL DESCONGESTIONANTE

Normomar[®] Agua de Mar Hipertónica con Aloe Vera y Menta - Spray Nasal

Descongestionante nasal diseñado para ayudar en procesos patológicos que cursan con secreciones. Su uso diario ayuda a limpiar, proteger e hidratar la cavidad nasal.

La solución de agua de mar hipertónica hidrata fuertemente las fosas nasales gracias a su acción mecánica de lavado y extracción, evitando la proliferación de microorganismos dentro de la cavidad nasal. Aloe vera mantiene y prolonga la hidratación de las fosas nasales. La menta proporciona un placentero aroma refrescante.

Composición:

Agua de mar (2,5% de cloruro de sodio), agua purificada, propilenglicol, aloe vera, alcohol de bencilo, EDTA sal disódica dehidrato, cloruro de benzalconio, aroma de menta e hidróxido de sodio.

Dosis recomendada:

Adultos y niños a partir de 6 años: Aplicar de 2 a 6 pulverizaciones en cada fosa nasal por día, o tan a menudo como sea necesario.

Modo de empleo:

1. Agitar el envase y retirar el tapón protector. La primera vez que se utilice puede ser necesario presionar varias veces la bomba antes de que el producto se pulverice.
2. Cuidadosamente introducir el aplicador en un orificio nasal y presionar la bomba para aplicar el producto.
3. Dejar drenar el exceso de solución con el fin de extraer la mucosidad y luego sonarse.
4. Repetir el proceso en el otro orificio nasal.
5. Limpiar el aplicador con agua y secar.
6. Cubrir el aplicador con el tapón protector hasta nuevo uso.

Contraindicaciones y efectos adversos:

• No se han descrito efectos adversos a las dosis terapéuticas recomendadas, pero si experimenta efectos adversos, consulte con su médico o farmacéutico habitual.

• Por favor, comunique cualquier acontecimiento adverso relacionado con el producto, al fabricante, distribuidor o a la Autoridad Sanitaria competente (AEMPS).



Advertencias y precauciones:

- Por motivos de higiene y para evitar la transmisión de patógenos, este envase no debe ser usado por más de una persona.
- En caso de alergia o sospecha de alergia a alguno de los componentes de este producto sanitario, como precaución, es recomendable no usarlo.
- Mantener fuera del alcance de los niños.

Conservación y fecha de caducidad:

- No usar este producto después de la fecha de caducidad que aparece en la caja y en la botella.
- Mantener en un lugar fresco y seco. Mantener por debajo de 40°C y protegido de la luz solar directa u otras fuentes de calor.
- Desechar el producto 3 meses después de su apertura.
- Deposite la botella y el tapón en los contenedores correspondientes.

Presentación:

- Spray sin gas propelente en 30 ml con aplicador nasal.

120 ml

MD REF PL0093_30



Fecha de última revisión: 29/10/2021

normo mar[®] spray

Sea Water

HYPERTONIC

Aloe Vera and Mint

DECONGESTANT NASAL SPRAY

Normomar[®] Sea Water Hypertonic with Aloe Vera and Mint - Nasal Spray

Nasal decongestant designed to aid during pathological processes occurring with secretions. Its daily use helps cleaning, protecting and moisturizing the nasal passages.

The hypertonic sea water solution strongly moisturizes the nasal passages thanks to its mechanical washing and extraction action, preventing the proliferation of microorganisms within the nasal cavity. Aloe vera maintains and prolongs the hydration of the nasal passages. Mint provides a pleasant and fresh aroma.

Composition:

Sea water (sodium chloride 2.5%), purified water, propylene glycol, aloe vera, benzyl alcohol, EDTA disodium salt dehydrate, benzalkonium chloride, mint aroma and sodium hydroxide.

Recommended dose:

For adults and children from 6 years: Apply 2 to 6 sprays in each nostril per day or as often as necessary.

Instructions for use:

1. Shake the bottle before use and remove the protective cap. The first time it is used, it may require pressing several times the applicator until the pulverization of the product.
2. Introduce gently the nasal applicator in one nostril and press the spray head.
3. Allow to drain the excess solution in order to extract the mucus, and then blow.
4. Repeat the process with the other nostril.
5. Clean the tip with water and dry.
6. Cover the nasal applicator with the protective cap until the next use.

Contraindications and adverse effects:

No adverse effects have been described at the recommended therapeutic doses, but if you experience side effects, consult your usual doctor or pharmacist.

Please report any adverse events related to this product to the manufacturer, distributor or the national authority in your country.



Warnings and precautions:

- For hygienic reasons and to prevent the transmission of pathogens, this container should not be used by more than one person.
- In case of a known or suspected allergy to any of the components of this medical device, it is advisable not to use.
- Keep out of reach of children.

Conservation and expiry date:

- Do not use the product after the expiry date shown on the box and the bottle.
- Maintain in a dry and cool place. Maintain below 40°C and protected from direct sunlight or other heat sources.
- 30 ml bottle should be discarded after 3 months once opened.
- Deposit the bottle and the protective cap in the corresponding containers.

Presentation:

- Spray without propellant gas in a 30 ml bottle with nasal applicator.

120 ml

MD REF PL0093_30



Date of last review: 29/10/2021

PharmaLink, S.L.
Av. Universitat Autònoma, 13
Parc Tecnològic del Vallès
08290 Cerdanyola del Vallès
Barcelona-SPAIN

Distribuido por / Distributed by:
LABORATORIOS NORMON, S.A.
Ronda de Valdecarrizo, 6
28760 Tres Cantos
Madrid (ESPAÑA)
www.normon.es